



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


### Массажер для тела Body Slimmer со сменными насадками




## СОДЕРЖАНИЕ

<b>НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ МАССАЖЕРА .....</b>	<b>3</b>
<b>ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>4</b>
<b>НАПРАВЛЕНИЯ .....</b>	<b>5</b>
Тонкое лицо .....	5
Вокруг живота (талиа) .....	5
Голеностопный сустав .....	6
Ягодица .....	6
<b>ВНИМАНИЕ .....</b>	<b>7</b>

## НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ МАССАЖЕРА




1. Вкл / Выкл
2. Ремень
3. Слот для адаптера
4. Интерфейс поворотного колеса



1. Интерфейс основного корпуса
2. Насадка с массажными шариками
3. Адаптер переменного тока

## ОПЕРАЦИИ



1. Подсоедините основной корпус к поворотному колесу.

Шарнир между основным корпусом и поворотным колесом должен быть правильно соединен.

2. Поместите принадлежности шариковой насадки в стержень тяги.

Аксессуары для шарикового массажа.

3. Вставьте адаптер переменного тока в интерфейс адаптера переменного тока. Обязательно вставляйте, когда он находится в положении OFF.


4. Вставьте адаптер переменного тока в бытовую розетку.

Вставьте адаптер переменного тока.

5. Как показано на рисунке, вставьте руку в ремень и удерживайте основной корпус.

Палец должен касаться ON / OFF

6. Переведите ON / OFF из положения OFF в положение LOW. Прежде чем ознакомиться с ним, используйте режим LOW. После мастера вы можете использовать режим HIGH.



7. См. «Указания для разных частей», нанесите устройство на каждый пар и помассируйте в течение только пяти минут, а массаж всех частей займет 30 минут.

## НАПРАВЛЕНИЯ


### Направления для разных частей

#### Тонкое лицо



Нанести на лицо с помощью аксессуаров (типа шарика) Подтягивание мышц лица, с помощью вращательного массажа, Компактное расслабление на лице.

#### Вокруг живота (талия)




1. Держите ноги, согните ноги в коленях, выпрямите талию
2. Задержите дыхание, живот прилагает усилие.
3. Двигайтесь и массируйте вертикально от пупка наружу.

Пожалуйста, не вращайте во время движения.

Каждую часть необходимо массировать не менее пяти минут.

### **Голеностопный сустав**



1. Сложите подошвы и сядьте прямо на землю.
2. Двигайтесь и медленно массируйте от лодыжки до внутренней части бедра.
3. Остановитесь на 30 секунд на верхней части бедра.
4. Затем выпрямите ногу, двигайте и массируйте круговыми движениями вокруг коленного сустава.
5. После этого медленно двигайтесь и массируйте верхнюю часть бедра.

\* Каждую часть нужно массировать не менее пяти минут.

### **Ягодица**



1. Держите ноги и в позе сбоку.
2. Двигайтесь и массируйте от верхней части выступающего бедра до ягодиц.
3. Обе стороны должны быть соответственно массажированы в течение не менее 3 минут.

## **ВНИМАНИЕ**

Каждую часть нужно массировать в течение 5 минут, все тело нужно массировать не менее 30 минут.

Избегайте сердца.

Не используйте его на костях (например, лодыжке, колене, локте), пупке и т. Д.

Это устройство не является водонепроницаемым, не используйте его в ванне.

Не трясите основной корпус случайно, чтобы не допустить падения поворотного колеса и несчастного случая.

После того, как поворотное колесо зафиксировано в основном корпусе, не поворачивайте его рукой.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**